


**REICHERT**  
WIEN



**Diapan - Pol**

# REICHERT Polarisationsmikroskope

Grundgerät			Optik	Bestellnummer	Preis
<b>Polarisationsmikroskop "NEOPAN-POL I"</b>					
Mikroskopstativ, Simultan-Einstelltrieb, runder Drehtisch, zweiflügeliger Klappkondensor A = 0,90 np, Filterpolarisator,	Objektivrevolver 4 x, Zwischentubus-POL, fester Filteranalysator, Kompensator, schräger, monokularer Polarisationsstubs	Netzanschluß - leuchte "Lux NT", Glühbirne  Bei Bestellung Netzspannung angeben	Achromate 4 x, 10 x, 40 x, Okulare H 6,3 x + p	92 01 41 (547)	
			Achromate 4 x, 10 x, 40 x, 63 x Okulare H 6,3 x + p	92 01 42 (610)	
<b>Polarisationsmikroskop "NEOPAN-POL II"</b>					
Mikroskopstativ, Simultan-Einstelltrieb, runder Drehtisch, zweiflügeliger Klappkondensor A = 0,90 np, Filterpolarisator,	Zwischentubus-POL, fester Filteranalysator, Kompensator, schräger, monokularer Polarisationsstubs	Niedervoltleuchte "Lux NC", Niedervolt - glühbirne, Stufentransformator,  Nur für Wechselstrom, Bei Bestellung Netzspannung angeben.	Objektivzentrierrevolver 4 x Achromate 4 x, 10 x, 40 x, 63 x Okulare H 6,3 x + p, H 10 x	92 01 43 (761)	
			Objektivzentrierzange Achromate 4x, 10 x, 40 x, 63 x Okulare H 6,3 x + p, H 10 x	92 01 44 (769)	
<b>Polarisationsmikroskop "DIAPAN-POL"</b>					
Mikroskopstativ, Simultan-Einstelltrieb, runder Drehtisch, Grundplatte mit Lampengehäuse, Filteranlage, zweiflügeliger Klappkondensor A = 0,90 np, Durchlicht-Filterpolarisator,	Zwischentubus-POL, drehbarer Filteranalysator, Kompensator, schräger, monokularer Polarisationsstubs, Objektivführer	Lampenfassung, Niedervolt-Halogenglühlampe, Transformator  Nur für Wechselstrom, Bei Bestellung Netzspannung angeben.	Objektivzentrierrevolver 4 x Plan   Achromate 4 x   10 x, 40 x, 63 x Okulare 6,3 x + p, PK 10 x	92 01 45 (1424)	
			Objektivzentrierzange Plan   Achromate 4 x   10 x, 40 x, 63 x Okulare 6,3 x + p, PK 10 x	92 01 46 (1432)	
Auflicht-Einrichtung zum "NEOPAN-POL II" u. DIAPAN-POL"	Auflicht Zwischentubus-POL, Auflicht-Polarisator, Filteranalysator Lampengehäuse	2 Niedervolt - glühbirnen, Stufentransformator	Präzisionsobjektivrevolver 4 x Auflicht - Achromate 6,3 x, 12,5 x, 32 x Okulare : PK 8 x, PK 16 x	93 05 08 (534)	
Zubehör	Mikroskopschrank für das "NEOPAN-POL I" und "NEOPAN-POL II" Mikroskopschrank für das "DIAPAN-POL" Aufsetzbarer Objektivführer  Kompensatoren : Gips Rot I, Ordnung Glimmer 1/4 λ, Quarzkeil I. bis III. Ordnung			89 51 04 (25) 89 51 12 (35) 40 03 01 (92) 02 80 01 (15) 02 79 01 (15) 02 78 01 (48)	
Ersatzglühbirnen	zum "NEOPAN-POL I", bei Bestellung Netzspannung angeben zum "NEOPAN-POL II" und zur Auflicht-Einrichtung zum "DIAPAN-POL"			86 00 01 (0,5) 02 63 01 (4,5) 86 00 15 (8)	

**G. REICHERT**

**OPTISCHE WERKE A.G.**

**A 1171 WIEN**

**AUSTRIA**

PRINTED IN AUSTRIA

Sp 21,36/37  
Neopan-POL/Diapan-POL  
D 1/68